

Wb 및 Elisa용 Bgat Rabbit Monoclonal Antibody - P16442

품목 번호: CM0009225



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 BGAT Rabbit Monoclonal Antibody로, 인간에 반응하며 조직-혈액형 ABO 시스템 전이효소(P16442)를 표적으로 합니다. 혈액형 항원 연구 및 IVD 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BGAT Rabbit mAb
비고/별칭	GTB; NAGAT; A3GALNT; A3GALT1; BGAT
종	인간
GeneID (인간)	28
GeneID	28
면역원	합성 펩타이드 인간 BGAT (P16442)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일 클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P16442
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백