

Bgn Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P21810

품목 번호: CM0028907

소개

인간 Biglycan (BGN)을 표적으로 하는 Rabbit polyclonal antibody입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 재조합 면역원(aa 20-230). 세포외기질 연구 및 콜라겐 섬유 조립 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BGN Rabbit pAb
비고/별칭	PGI; MRLS; DSPG1; PG-S1; SEMDX; SLRRIA; BGN
종	인간
GeneID (human)	633
GeneID	633
면역원	인간 BGN의 아미노산 20-230 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_001702.1).
원산지	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P21810
단백질 무게	42kDa
배송	아이스백