


Bid Rabbit Pab - P55957

품목 번호: CM0016224



소개

Bid Rabbit pAb (SWISS P55957)는 인간 Bid를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 세포자사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Bid Rabbit pAb
비고/별칭	FP497; Bid
종	인간
유전자 ID	637
면역원	인간 Bid (NP_001187.1)의 아미노산 1-195에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55957
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백