

유세포 분석용 비오티ن 항-Cd4 단클론 항체 - P01730

품목 번호: CM0011911



소개

사람 및 시노물거스 원숭이 CD4를 표적으로 하는 비오티ن 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석 검증이 완료되었습니다. T 헬퍼 세포 식별, HIV 수용체 연구 및 면역 프로파일링에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	비오티ن 토끼 항-사람/원숭이 CD4 단클론 항체
비고/별칭	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
반응 종	사람
유전자 ID	920 (사람)
면역원	사람 CD4 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 분석)
교차 반응성	사람, 시노물거스 원숭이
SWISS	P01730
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스백