

유세포 분석용 비오틴 표지 항-Cd4 단일클론 항체 - P01730

품목 번호: CM0012617



소개

인간 및 안남원숭이(Cynomolgus monkey) CD4를 표적으로 하는 비오틴 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. T-헬퍼 세포 식별, 면역 반응 연구 및 HIV 연구에 이상적입니다. 연구용 IVD 원료입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Biotin Rabbit anti-Human/Monkey CD4 mAb
비고/별칭	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
종(Species)	Human
GeneID (Human)	920
GeneID	920
면역원(Immunogen)	Recombinant protein of human CD4
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Cynomolgus
SWISS	P01730
단백질 분자량	51 kDa
배송(Shipping)	아이스백