

유세포측정용 비오틴 항-Cd45 단클론 항체 - P08575

품목 번호: CM0005879



소개

사람 및 시노물구스 원숭이 CD45(P08575)를 표적으로 하는 비오틴 접합 토끼 단클론 항체입니다.

유세포측정에서 검증되었으며, 면역학 연구에서 T세포 활성화 연구 및 백혈구 공통 항원 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	비오틴 토끼 항-사람/원숭이 CD45 단클론 항체
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	사람
유전자ID (사람)	5788
유전자ID	5788
면역원	사람 CD45(P08575)의 아미노산 26-577에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포측정)
교차 반응성	사람, 시노물구스 원숭이
SWISS	P08575
단백질 분자량	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
배송 방법	아이스 팩