

유세포 분석용 비오티ن 항-Hla-Dr 단일클론 항체 - P01903

품목 번호: CM0012105



소개

인간/안남원숭이 HLA-DR 알파 사슬(P01903)을 표적으로 하는 비오티화 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 항원 제시 세포 및 면역 모니터링에서의 MHC class II 발현 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Biotin Rabbit anti-Human/Monkey HLA-DR mAb
비고/별칭	HLA-DRA1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	3122
GeneID	3122
면역원(Immunogen)	Recombinant protein of human HLA-DR
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Cynomolgus
SWISS	P01903
단백질 분자량	29kDa
배송(Shipping)	Ice bag