

유세포측정용 비오틴 항마우스 Cd117/C-Kit 단클론 항체 - P05532

품목 번호: CM0005953



소개

마우스 CD117/c-Kit 수용체 타이로신 키나아제를 표적으로 하는 비오틴 결합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포측정에서 검증되었으며 세포외 도메인을 검출합니다. 줄기세포 생물학, 조혈작용 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	비오틴 토끼 항마우스 CD117/c-Kit mAb
비고/별칭	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfsc03
종	마우스
GeneID (마우스)	16590
GeneID (인간)	3815
면역원	마우스 CD117/c-Kit (NP_001116205.1)의 아미노산 25-523에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P05532
단백질 분자량	22kDa/108kDa/109kDa
배송	아이스 팩