

유세포 분석용 Biotin Anti-Mouse Cd161C/Nk1.1 단일클론 항체 - P27814

품목 번호: CM0008917

소개

마우스 CD161c/NK1.1에 대한 Biotinylated 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 검증됨. 세포독성 및 인터페론-감마 생산에 관여하는 자극성 NK 세포 수용체를 인식합니다. 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Biotin Rabbit anti-Mouse CD161c/NK1.1 mAb
비고/별칭	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKRPI; Nk1.2; Klrblb; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKRPI40; NKR-P1.9
종	마우스
GeneID (인간)	3820
GeneID	17059
면역원	마우스 CD161c/NK1.1 (NP_001153376.2)의 아미노산 67-223에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P27814
단백질 무게	25kDa
배송	아이스백