

유세포 분석용 비오틴 항-마우스 Cd24 단일클론 항체 - P24807

품목 번호: CM0005849

소개

유세포 분석용 비오틴 토끼 항-마우스 CD24 단일클론 항체입니다. 흉선세포 발달, B세포 조절 및 면역 억제에 관여하는 GPI-고정형 당단백질을 표적합니다. 마우스에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	비오틴 토끼 항-마우스 CD24 mAb
비고/별칭	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin
종(Species)	마우스
유전자 ID (인간)	100133941
유전자 ID	12484
면역원	재조합 단백질 (마우스 CD24의 아미노산 27-53, NP_033976.1)
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P24807
단백질 분자량	8kDa
배송	아이스 팩