

유세포 분석용 비오틴 토끼 항-인간 Cd34 단일클론 항체 - P28906

품목 번호: CM0011191

소개

유세포 분석을 위한 인간 CD34(P28906) 표적 비오틴화 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 조혈모세포에서 검증되었습니다. 줄기세포 연구 및 진단 분석법 개발에 신뢰할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	비오틴 토끼 항-인간 CD34 단일클론 항체
비고/별칭	CD34; CD34 분자; GIG3
종	인간
GeneID (인간)	947
GeneID	947
면역원	재조합 단백질 인간 CD34의 아미노산 170-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001020280.1).
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P28906
단백질 무게	35 kDa/41 kDa
배송	아이스팩