

플로우 사이토메트리용 비오틴 토끼 항-인간 Cd34 단일클론 항체 - P28906

품목 번호: CM0005083

소개

인간 CD34(조혈 모세포 마커)를 표적으로 하는 비오틴 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 플로우 사이토메트리에 대해 검증되었습니다. 인간과 교차 반응합니다. 줄기세포 연구 및 진단 검사 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	비오틴 토끼 항-인간 CD34 mAb
비고/별칭	CD34; CD34 분자; GIG3
종	인간
유전자 ID (인간)	947
유전자 ID	947
면역원	인간 CD34 (NP_001020280.1)의 아미노산 170-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P28906
단백질 분자량	35kDa/41kDa
배송	아이스 팩