


Biotin Rabbit Anti-Human Cd40 Monoclonal Antibody For Fc - P25942

품목 번호: CM0008439



소개

Human CD40에 대한 Biotin 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. 면역 반응에 관여하는 TNF 수용체 슈퍼패밀리 구성원인 Human CD40와 반응합니다. 진단 및 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Biotin Rabbit anti-Human CD40 mAb
비고/별칭	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
종(Species)	Human (사람)
유전자 ID	958
면역원(Immunogen)	Human CD40 (NP_001241.1)의 아미노산 21-193에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Applications)	FC (유세포 분석)
교차 반응성	Human (사람)
SWISS	P25942
단백질 분자량	22kDa/31kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)