

유세포측정용 바이오틴 토끼 항인간 Cd45Ra 단클론 항체 - P08575-8

품목 번호: CM0010586

소개

인간 CD45RA(PTPRC의 아이소폼 6)를 표적으로 하는 바이오틴 표지 토끼 단클론 항체입니다. 유세포측정(FC) 적용 분야에서 검증되었습니다. 연구 및 IVD 분석 개발에서 백혈구 아형 분류에 이상적입니다. 분자량은 약 138 kDa이며 인간과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	바이오틴 토끼 항인간 CD45RA 단클론 항체
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
유전자 ID (인간)	5788
유전자 ID	5788
면역원	인간 CD45RA (P08575-8)의 아미노산 26-482에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P08575-8
단백질 분자량	138kDa
배송 방식	아이스백