


비오틴 토끼 항-인간/원숭이 Cd14 단일클론 항체 (Fc용) - P08571

품목 번호: CM0005390



소개

인간 및 안대원숭이(Cynomolgus) CD14를 표적하는 비오틴 표지 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. 재조합 면역원을 사용하여 단핵구 및 대식세포와의 반응성을 보장하며, 선천성 면역 및 LPS 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	비오틴 토끼 항-인간/원숭이 CD14 mAb
비고/별칭	CD14
종 (Species)	인간 (Human)
GeneID (인간)	929
GeneID	929
면역원 (Immunogen)	재조합 단백질 인간 CD14 (NP_000582.1)의 아미노산 20-352에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	인간 (Human), 안대원숭이 (Cynomolgus)
SWISS	P08571
단백질 분자량	40 kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)