


유세포분석용 Biotin 접합 토끼 항-인간/원숭이 CD20 단클론성 항체 - P11836

품목 번호: CM0005961



소개

인간/원숭이 CD20(B-림프구 항원 CD20)을 표적으로 하는 Biotin 접합 토끼 단클론성 항체로, 유세포분석(FC)용으로 검증되었습니다. 칼슘 신호전달에 관여하는 분자량 33-36 kDa의 B-세포 특이적 막단백질을 인식합니다. 면역표현형 분석 및 B-세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Biotin 접합 토끼 항-인간/원숭이 CD20 단클론성 항체
비고/별칭	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
종	인간
유전자 ID (인간)	931
유전자 ID	931
면역원	인간 CD20 (NP_068769.2)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단클론성 항체
적용 분야	유세포분석(FC)
교차 반응성	인간, 자이눌러거스 원숭이
SWISS	P11836
단백질 분자량	14 kDa/33 kDa
배송	아이스백