

Biotin Rabbit Anti-Human/Monkey Cd3 단일클론항체 (유세포분석용) - P07766

품목 번호: CM0010608



소개

인간 및 자카르원숭이 CD3 엡실론을 표적으로 하는 비오틴 접합 토끼 단일클론항체입니다. 유세포분석에서 검증된 이 시약은 면역종양학 및 진단 분석법 개발에서 T-세포 프로파일링을 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Biotin Rabbit anti-Human/Monkey CD3 mAb
비고/별칭	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
종	인간
유전자 ID (인간)	916
유전자 ID	916
면역원	재조합 단백질 (인간 CD3의 아미노산 1-126, NP_000724.1)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간, 자카르원숭이
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백