

비오틴 토끼 항-인간/원숭이 Cd3 단일클론 항체 (유세포 분석용) - P07766

품목 번호: CM0008181



소개

인간 및 안경원숭이(Cynomolgus) CD3 엡실론 체인에 대한 비오틴 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. T세포 활성화 및 발달 연구에 필수적인 TCR-CD3 복합체를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	비오틴 토끼 항-인간/원숭이 CD3 mAb
비고/별칭	T3E; TCRC; IMD18; CD3epsilon
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	916
유전자 ID	916
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 안경원숭이(Cynomolgus)
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)