

Fc용 비오틴 토끼 항-인간/원숭이 Hla-Dr Mab - P01903

품목 번호: CM0012367



소개

인간 및 사이노몰구스 샘플의 유세포 분석에 대해 검증된 HLA-DR 알파 사슬에 대한 비오틴 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 면역세포 표현형 분석 및 MHC 클래스 II 항원 제시 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	비오틴 토끼 항-인간/원숭이 HLA-DR mAb
비고/별칭	HLA-DRA1
종	인간
유전자 ID (인간)	3122
유전자 ID	3122
면역원	인간 HLA-DRA의 제조합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 사이노몰구스
SWISS	P01903
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백