


비오틴 토끼 항-마우스 Cd11B 단일클론 항체 - 유세포 분석용 - P05555

품목 번호: CM0004386



소개

마우스 CD11b (Integrin alpha-M, CR3)에 대한 비오틴 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 검증되었으며, 127 kDa 단백질을 검출하고 마우스 샘플과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	비오틴 토끼 항-마우스 CD11b mAb
비고/별칭	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
종(Species)	마우스
GeneID (인간)	3684
GeneID	16409
면역원(Immunogen)	재조합 단백질; 마우스 CD11b (NP_032427.2)의 아미노산 143-337에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스
SWISS	P05555
단백질 분자량	127kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)