

유세포 분석용 비오틴 토끼 항-마우스 Cd25 단일클론 항체 - P01590

품목 번호: CM0006151

소개

유세포 분석(FC)용 마우스 CD25 (IL2RA)를 타겟팅하는 비오틴 결합 토끼 단일클론 항체입니다. CD25는 인터루킨-2 수용체 알파 사슬로, 면역 관용 및 Treg 기능에 핵심적인 역할을 합니다. 마우스 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Biotin Rabbit anti-Mouse CD25 mAb
비고/별칭	CD25; Il2r; Ly-43
종(Species)	마우스
유전자 ID (인간)	3559
유전자 ID	16184
항원(Immunogen)	마우스 CD25 (NP_032393.3)의 아미노산 22-236에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P01590
단백질 분자량	30kDa
배송(Shipping)	아이스 팩