

Biotin 토끼 항-마우스 Cd28 단일클론 항체, 유세포 분석용 - P31041

품목 번호: CM0012572



소개

마우스 CD28에 대한 비오틴 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 면역학 연구 및 진단 분석법 개발에서 T세포 활성화와 공동자극 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	비오틴 토끼 항-마우스 CD28 mAb
비고/별칭	Cd28
종	마우스
GeneID (인간)	940
GeneID (마우스)	12487
면역원	재조합 단백질 마우스 CD28의 아미노산 20-149에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_031668.3)
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P31041
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백