

바이오틴 접합 마우스 Cd4 단일클론 항체 - P06332

품목 번호: CM0011372

소개

마우스 CD4(L3T4, Ly-4)를 표적으로 하는 바이오틴 접합 토끼 단일클론 항체로 유세포 분석에 사용됩니다. 면역원은 세포외 도메인을 포함하며, 마우스에 대해 검증되었습니다. T-헬퍼 세포 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	바이오틴 접합 마우스 CD4 단일클론 항체
비고/별칭	L3T4; Ly-4
종	마우스
유전자 ID (인간)	920
유전자 ID	12504
면역원	마우스 CD4 (NP_038516.1)의 아미노산 27-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	마우스
SWISS	P06332
단백질 분자량	51 kDa
배송	아이스백