

유세포 측정용 비오틴 토끼 항마우스 Cd4 단클론 항체 - P06332

품목 번호: CM0005197

소개

마우스 CD4(L3T4, Ly-4)를 표적으로 하는 비오틴화 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 시료에서 유세포 측정으로 검증되었습니다. T 헬퍼 세포 기능에 필수적인 MHC 클래스 II의 공수용체입니다. 스위스-프룻: P06332.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	비오틴 토끼 항마우스 CD4 단클론 항체
비고/별칭	L3T4; Ly-4
종	마우스
유전자 ID (인간)	920
유전자 ID	12504
면역원	재조합 단백질 마우스 CD4(NP_038516.1)의 아미노산 27-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P06332
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스백