

유세포분석용 비오틴 토끼 항-마우스 Cd45 단일클론 항체 - P06800

품목 번호: CM0009244

소개

유세포분석용 마우스 CD45(PTPRC, L-CA, B220)에 대한 비오틴 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 샘플에서 백혈구 공통 항원 검출에 적합하며, 유세포분석(FC)용으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	비오틴 토끼 항-마우스 CD45 mAb
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
종	마우스
GeneID (인간)	5788
GeneID	19264
면역원	마우스 CD45(NP_001104786.2)의 아미노산 26~566에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	유세포분석(FC)
교차 반응성	마우스
SWISS	P06800
단백질 분자량	130 kDa/140 kDa/144 kDa
배송	-20°C에서 보관