

유세포측정용 비오틴 토끼 항마우스 Cd45 단클론 항체 - P06800

품목 번호: CM0008686

소개

유세포측정 검증 완료된 마우스 CD45 (P06800)에 대한 비오틴 표지 토끼 단클론 항체입니다. 재조합 면역원 (아미노산 26-566)을 사용해 여러 동형 단백질(130-144 kDa) 형태의 마우스 CD45를 검출하며 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	비오틴 토끼 항마우스 CD45 단클론 항체
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
반응 종	마우스
유전자ID (사람)	5788
유전자ID	19264
면역원	마우스 CD45 (NP_001104786.2)의 아미노산 26-566을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P06800
단백질 분자량	130kDa/140kDa/144kDa
배송 방식	아이스 팩