

유세포분석용 비오틴 토끼 항마우스 Cd5 단클론 항체 - P13379

품목 번호: CM0011224

소개

마우스 CD5(Ly-1)에 대한 비오틴 접합 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 샘플에서 T세포 표면 당단백질을 유세포분석(FC)으로 검출하기 위해 개발되었습니다. 마우스 교차반응성이 검증되었습니다. 표적 단백질 크기는 54 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	비오틴 토끼 항마우스 CD5 단클론 항체
비고/별칭	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyl-1
종	마우스
유전자 ID (인간)	921
유전자 ID	12507
면역원	재조합 단백질 마우스 CD5(NP_031676.3)의 아미노산 25-371번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차반응성	마우스
SWISS	P13379
단백질 분자량	54kDa
배송 방법	아이스 팩