


비오틴 토끼 항-마우스 CD8a 단클론 항체 (Fc용) - P01731

품목 번호: CM0010692



소개

유세포측정용으로 마우스 CD8a(Ly-2)를 표적으로 하는 비오틴 결합 토끼 단클론 항체입니다. MHC 클래스 I 상호작용 및 CTL 매개 면역에 중요한 27 kDa T세포 공동수용체인 CD8 알파 사슬을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	비오틴 토끼 항-마우스 CD8a 단클론 항체
비고/별칭	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
종	마우스
인간 유전자 ID	925
유전자 ID	12525
면역원	마우스 CD8a 아미노산 28-196번 서열(NP_001074579.1)을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P01731
단백질 분자량	27kDa
배송 방법	아이스 팩