


## 비오틴 토끼 항마우스 CD8A 단클론 항체 (Fc용) - P01731

품목 번호: CM0009201



### 소개

유세포 분석용 마우스 CD8a를 표적으로 하는 비오틴 접합 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 T세포 표면 당단백 CD8 알파 사슬(MW 27kDa)에 특이적으로 결합하며 면역 반응 연구에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 파라미터     | 값                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 제품명      | 비오틴 토끼 항마우스 CD8a mAb                                       |
| 비고/별칭    | Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2                                   |
| 종        | 마우스                                                        |
| 인간 유전자ID | 925                                                        |
| 유전자ID    | 12525                                                      |
| 면역원      | 마우스 CD8a(NP_001074579.1)의 아미노산 28-196번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원       | 토끼                                                         |
| 분류       | 단클론 항체                                                     |
| 적용 분야    | FC(유세포 분석)                                                 |
| 교차 반응성   | 마우스                                                        |
| SWISS    | P01731                                                     |
| 단백질 분자량  | 27kDa                                                      |
| 배송 방식    | 아이스 팩                                                      |