

비오틴 토끼 항-마우스 IgA (Fc) Mab

품목 번호: CM0008678

소개

세포 내 유세포 분석용 비오틴화 토끼 항-마우스 IgA (Fc) 단일클론 항체입니다. 마우스 IgA Fc 영역에 특이하여 간섭을 최소화합니다. 면역학 및 점막 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	비오틴 토끼 항-마우스 IgA (Fc) mAb
종(Species)	마우스(Mouse)
면역원(Immunogen)	마우스 IgA의 아미노산 99-344에 해당하는 시열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	유세포 분석(Flow cytometry, 세포 내)
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)