

유세포분석용 비오티ن 토끼 항-마우스 IgM 단일클론 항체 - P01872

품목 번호: CM0004827



소개

마우스 IgM 중쇄(constant region)에 대한 비오티인 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석용으로 특별히 검증되었습니다. 마우스 B 세포의 막결합 BCR 및 분비용 IgM을 모두 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Biotin Rabbit anti-Mouse IgM mAb
비고/별칭	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
종(Species)	Mouse
면역원(Immunogen)	마우스 IgM (P01872)의 아미노산 105-454에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse
SWISS	P01872
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)