

비오틴 토끼 항마우스 인테그린 알파 2/Cd49B 단클론 항체 (Fc용) - Q62469

품목 번호: CM0005661

소개

마우스 인테그린 알파-2 (CD49b/DX5/GPIa)를 표적으로 하는 비오틴 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에서 검증되었습니다. 콜라겐 수용체 및 세포 부착 연구에 적합합니다. 예상 분자량은 129 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	비오틴 토끼 항마우스 인테그린 알파 2/CD49b mAb
비고/별칭	DX5; GPIa; CD49B
종	마우스
인간 유전자ID	3673
유전자ID	16398
면역원	제조항 단백질 (마우스 인테그린 알파 2/CD49b (NP_032422.2)의 아미노산 168-366에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q62469
단백질 분자량	129 kDa
배송 방식	아이스팩