

Wb 및 Elisa 응용 분야의 비오틴 검출을 위한 비오틴 토끼 단일클론 항체

품목 번호: CM0000014

소개

이 비오틴 토끼 단일클론 항체는 비오틴을 표적으로 하며 WB 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 비오틴 라벨링 연구, 비오틴화 분자의 검출, 진단 개발의 품질 관리에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Biotin Rabbit mAb
종	사람(Human)
항원	재조합 단백질, 비오틴
공급원	토끼
카테고리	기타 변형 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	기타 (광범위한 범위 예측됨)
배송	아이스 팩