

비오틴 토끼 다클로날 항체

품목 번호: CM0021067

소개

WB 검출용 비오틴 토끼 다클로날 항체(pAb). 종에 독립적인 교차 반응성을 통해 비오틴화 분석 및 비오틴 표지 단백질 분석에 폭넓게 사용할 수 있습니다. 아이스백 포장으로 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	비오틴 토끼 pAb
면역원	화합물
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB
교차 반응성	종 비의존적
배송	아이스백