

바이오틴 접합 랫트 안티-마우스 Cd3 단클론항체 (Fc용) - P04235 / P22646

품목 번호: CM0004415

소개

마우스 CD3 델타 및 엡실론 체인에 대한 바이오틴 접합 랫트 단클론항체입니다. 유세포 분석에 검증되었으며, T-세포 활성화, 흉선세포 분화 및 적응 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	바이오틴 랫트 안티-마우스 CD3 mAb
비고/별칭	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
종	마우스
GeneID (Human)	916/915
GeneID	12500/12501
면역원	마우스 CD3 유래 합성 펩타이드.
원천	랫트
카테고리	단클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P04235/P22646
단백질 분자량	19kDa/21kDa
배송	아이스팩