

바이오틴 접합 랫트 마우스 Ter-119 단일클론 항체 - Ter-119

품목 번호: CM0006219

소개

유세포 분석(FC)용 마우스 TER-119 항원을 표적으로 하는 바이오틴 접합 랫트 단일클론 항체입니다. 마우스 샘플에 특이적이며, 적혈구 계열 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	바이오틴 랫트 마우스 TER-119 단일클론 항체
비고/별칭	Ter119; TER-119
종	마우스
유전자 ID	104231
면역원	마우스 TER-119 재조합 단백질
원천	랫트
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
배송	아이스백