

Wb, If/Icc, Elisa용 Bmpr2 Rabbit Pab - Q13873

품목 번호: CM0029940



소개

BMPR2 Rabbit pAb (Q13873)은 뼈 형태형성 단백질 수용체 타입-2(Bone morphogenetic protein receptor type-2)를 표적으로 하는 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. 사람, 쥐, 랫드에 대한 교차 반응성을 가지며 폐 고혈압 및 BMP 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BMPR2 Rabbit pAb
비고/별칭	BMR2; PPH1; BMPR3; BRK-3; POVD1; T-ALK; BMPR-II; BMPR2
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	659
GeneID	659
면역원(Immunogen)	사람 BMPR2 (NP_001195.2)의 아미노산 27-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성 (Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	Q13873
단백질 분자량	115kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)