

Bob1 (Pou2Af1) 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q16633

품목 번호: CM0020803



소개

높은 특이성을 가진 BOB1 (POU2AF1) 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. B세포 면역 반응에 관여하는 인간 BOB1 전사 공동활성인자를 표적하며, 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BOB1 Rabbit pAb
비고/별칭	POU2AF1; BOB1; OBF-1; OBF1; OCAB; POU class 2 associating factor 1
종(Species)	Human (인간)
GeneID	5450
면역원(Immunogen)	인간 BOB1 (NP_006226.2)의 아미노산 150-250 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	Q16633
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	Ice bag (아이스백)