


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Brd4 토끼 다클론 항체 - O60885

품목 번호: CM0021369



소개

인간 BRD4(브로모도메인 함유 단백질 4)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드 BRD4를 검출합니다. 후성유전학 및 전사 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BRD4 토끼 pAb
비고/별칭	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; BRD4
종	인간
유전자 ID	23476
면역원	인간 BRD4(NP_001317313.1)의 아미노산 700-794 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O60885
단백질 중량	152 kDa
배송	아이스팩