


Brd7 Rabbit Pab - Q9Npi1

품목 번호: CM0020214



소개

WB 및 ELISA용 Anti-BRD7 토끼 다클로날 항체; 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. BRD7은 크로마틴 리모델링, Wnt 신호 전달 및 종양 억제에 관여하는 브로모도메인 단백질입니다. 전사 및 세포 주기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BRD7 Rabbit pAb
비고/별칭	BP75; NAG4; CELTIX1; SMARCI1; BRD7
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	29117
유전자 ID	29117
면역원(Immunogen)	인간 BRD7 (NP_037395.2)의 아미노산 1-95에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NPI1
단백질 분자량	74kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)