


Bre 토끼 다클론 항체 - Q9Nxr7

품목 번호: CM0016366



소개

WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에 대해 검증된 BRE 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 면역원: 재조합 단백질(aa 51-229). DNA 손상 복구 및 세포자멸사 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BRE 토끼 pAb
비고/별칭	BRE; BRCC4; BRCC45
종	인간
GeneID (인간)	9577
GeneID	9577
면역원	인간 BRE(NP_954661.1)의 아미노산 51-229에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NXR7
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백