


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Bsc12 토끼 Pab - Q96G97

품목 번호: CM0016638



소개

인간 BSCL2 (seipin)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 지질 방울 생물학 및 지방 세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BSCL2 토끼 pAb
비고/별칭	HMN5; PELD; HMN5C; SPG17; GNG3LG; BSCL2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	26580
GeneID	26580
면역원	인간 BSCL2 (NP_116056.3)의 아미노산 265-363에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96G97
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)