


Bst1 토끼 다클론 항체 - Q10588

품목 번호: CM0025367



소개

BST1 토끼 다클론 항체(CD157, cADPR2)는 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플과 반응합니다. 순환 ADP-리보신 신호 전달 및 전구 B 세포 성장 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BST1 토끼 pAb
비고/별칭	CD157; cADPR2; BST1
종	인간
GeneID (인간)	683
GeneID	683
면역원	재조합 단백질 인간 BST1(NP_004325.2)의 아미노산 29-293에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q10588
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩