


Btk 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q06187

품목 번호: CM0013347



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 BTK 토끼 다클론 항체로, 마우스 및 래트와 교차반응성이 있습니다. B세포 신호전달의 핵심 분자인 티로신 단백질 키나아제 BTK(Q06187)를 표적으로 하여 면역학 연구 및 진단 개발에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BTK 토끼 pAb
비고/별칭	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; BTK
종	인간
유전자ID (인간)	695
유전자ID	695
면역원	재조합 단백질 인간 BTK(NP_000052.1)의 아미노산 173-272에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차반응성	마우스, 래트
SWISS	Q06187
단백질 분자량	76kDa
배송 방식	아이스백