


Wb, Elisa용 C-Abl (Abl1) 토끼 단일클론 항체 - P00519

품목 번호: CM0007670



소개

Western blot 및 ELISA용 인간 c-Abl (ABL1) 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 성장, 세포골격 재구성 및 세포사멸에 관여하는 123 kDa 비수용체 티로신 키나제를 검출합니다. 암 및 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	c-Abl 토끼 mAb
비고/별칭	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; c-Abl
종	인간
GeneID (인간)	25
GeneID	25
면역원	인간 c-Abl (NP_005148.2)의 아미노산 1000-1130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P00519
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스팩