


C8B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P07358

품목 번호: CM0025553



소개

보체 C8 베타 체인을 표적으로 하는 C8B Rabbit Polyclonal Antibody로, 인간, 마우스, 래트에서의 교차 반응성을 포함하여 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 막 공격 복합체 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	C8B Rabbit pAb
비고/별칭	C82; C8B
종	인간
GeneID (Human)	732
면역원	인간 C8B (NP_000057.2)의 아미노산 55-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P07358
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백