

Calretinin 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, If-P, Elisa 용) - P22676

품목 번호: CM0007602

소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, IF-P, ELISA로
검증된 Calretinin 토끼 단일클론 항체 (P22676). 칼슘
항상성, 신경 가소성 및 뇌 조직 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Calretinin 토끼 mAb
비고/별칭	CR; CAL2; CAB29; 칼레티닌
종	인간
유전자 ID (인간)	794
유전자 ID	794
면역원	인간 Calretinin (NP_001731.2)의 아미노산 1-271에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P22676
단백질 분자량	32kDa
배송 방식	아이스 팩