

Calu 토끼 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - O43852

품목 번호: CM0030100

소개

CALU 토끼 폴리클론항체(O43852)는 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 칼루메닌은 비타민 K 의존성 카르복실화 및 칼슘 결합을 조절합니다. ER/골지체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	CALU 토끼 pAb
비고/별칭	CALU; calumenin
종	인간
유전자 ID	813
면역원	인간 CALU (NP_001210.1)의 아미노산 20-315에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43852
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백