


Camp Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P49913

품목 번호: CM0017526



소개

인간 CAMP (LL-37/CAP-18)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 쥐와 교차 반응. 선천 면역 및 항균 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CAMP Rabbit pAb
비고/별칭	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39; CAMP
종	인간
GeneID (인간)	820
GeneID	820
면역원	인간 CAMP (NP_004336.3)의 아미노산 132-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P49913
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백