


## Wb, Elisa용 Capg 토끼 단일클론 항체 - P40121

품목 번호: CM0009574



### 소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 CAPG 토끼 단일클론 항체(P40121)입니다. 사람, 생쥐, 쥐에서 반응하며, 주요 액틴 조절 단백질인 대식세포 캡핑 단백질을 타겟으로 합니다. 세포골격 및 대식세포 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 제품명         | CAPG 토끼 mAb                                          |
| 비고/별칭       | MCP; AFCP; HEL-S-66; CAPG                            |
| 종           | 사람                                                   |
| GeneID (사람) | 822                                                  |
| GeneID      | 822                                                  |
| 면역원         | 사람 CAPG(P40121)의 아미노산 1-188번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 공급원         | 토끼                                                   |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                              |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                            |
| 교차 반응성      | 사람, 생쥐, 쥐                                            |
| SWISS       | P40121                                               |
| 단백질 분자량     | 38kDa                                                |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                |